

40 mm

40 mm

## НАЗАЛЬНЫЙ АСПИРАТОР в футляре

ВНИМАНИЕ! Помните, что аспиратор – это не игрушка, не позволяйте вашему ребёнку играть с ним.

### УХОД И ХРАНЕНИЕ:

Мыть тёплой водой с мылом, тщательно ополаскивать. Не кипятить. Не стерилизовать. Сушить при комнатной температуре. Не используйте для мытья сильнодействующие чистящие средства, содержащие абразивные частицы.

RU

**Мойте после каждого использования.** Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Назальный аспиратор предназначен для удаления слизи из носа ребёнка.

### Вымыть перед первым использованием!

Вставьте мягкий наконечник в носик малыша. Втяните в аспиратор воздух, чтобы слизь начала поступать в ловитель.

Повторите процедуру с другим носовым ходом. Промойте аспиратор водой после того, как вся слизь осядет в ловитель.

### Мыть перед каждым применением и после него.

Проверяйте перед каждым использованием на наличие повреждений, немедленно исключайте из употребления повреждённые изделия.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все упаковочные элементы.

### ОСОБЕННОСТИ:

**Мягкий и гибкий наконечник.** Эффективно удаляет слизь из носа ребёнка.

### Чистота.

Благодаря футляру аспиратор останется чистым.

### Легко и удобно взять с собой.

### Безопасность.

Изготовлен из безопасных материалов.

TRUE QUALITY | PURE DESIGN  
it's time to change. You'll love it!

HB-HAPPYBABY.COM

Instagram: hb\_happybaby



## NASAL ASPIRATOR IN CASE

Артикул: 17003

**Важно:** Внимательно прочитайте инструкцию. Сохраняйте информацию с данными предприятия-изготовителя.

Для дополнительной информации:  
HB-HAPPYBABY.COM



## NASAL ASPIRATOR IN CASE

Item No: 17003

**Important:** Please read and keep the instruction leaflet.

For more information about products:  
HB-HAPPYBABY.COM

EN

## NASAL ASPIRATOR IN CASE Nasal Aspirator With Travel Case

### STORAGE AND CARE:

Wash thoroughly in hot water and detergent, rinse thoroughly. Do not boil. Do not sterilize. Dry at room temperature. Do not wash with aggressive and/or abrasive detergents.

### Wash after each use.

Keep out of reach of children. Store in a dry cool place.

### USER GUIDE:

Nasal aspirator is used for removing mucus from baby's nose.

### Wash before the first use!

Insert soft tip into baby's nose. Remove the mucus by sucking in the air through the aspirator. Do the same with another nostril. Wash before and after each use.

The components of this items are not toys and should not be given to children to play. Inspect carefully for signs of wear before each use and replace when damaged immediately.

CAUTION! Discard all packaging components before use.

## ФУТЛЯРДАҒЫ НАЗАЛЬДЫ АСПИРАТОР

### КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ САҚТАУ:

Сабынмен жылы суда жуып, мұқият шаю қажет. Қайнатуға болмайды. Зарарсыздандырмаңыз. Бөлме температурасында кептіру қажет. Жүу үшін абразивті бөлшектерден тұратын қатты әсер ететін тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз.

### Әр қолданған сайын жуыңыз.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрғақ, желдетілетін ғимаратта сақтау қажет.

KZ

**ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҮСҚАУЛЫҚ:** Назальды аспиратор бала мұрнынан сіңбірікті жоюға арналған. Бірінші рет қолданар алдында жуу қажет!

Жұмсақ ұшын бала мұрнына тығыңыз. Сіңбірік қармағышқа түсуі үшін аспираторға ауа тартыңыз. Процедураны екінші мұрын жолына қайталап жасаңыз. Қармағыш сіңбірікке толғаннан кейін аспираторды сумен жуыңыз. Әр қолданар алдында және қолданған сайын жуып отыру керек. Есіңізде сақтаңыз, бұл ойыншық емес, балаңыздың онымен ойнауына жол бермеңіз.

Әр қолданар алдында бүтіндігін тексеріңіз, зақымдалған бұйымды пайдаланбаңыз.



– NASAL ASPIRATOR –  
IN CASE